

Appareil à Eau Distillée

Tableau Conductimètre + Cartouche ASD 2800S

📍 Espace Préparation & Biochimie



Description

L'appareil à eau distillée est équipé d'un tableau de filtration avec conductimètre intégré et d'une cartouche de déminéralisation ASD 2800S 3/4", garantissant une production continue d'eau ultra-pure indispensable aux travaux de laboratoire. Le conductimètre permet de contrôler en temps réel la qualité de l'eau produite, assurant la conformité aux exigences des protocoles biologiques et biochimiques. L'eau ultrapure produite est utilisée pour toutes les préparations critiques du laboratoire.

Utilisations principales

- Production d'eau ultra-pure pour la préparation de milieux
- Rinçage final de verrerie analytique
- Préparation de solutions tampons et réactifs
- Alimentation des équipements nécessitant de l'eau pure



TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)

55 €

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

30 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande