

Agitateurs Magnétiques

HS 7 – avec chauffage (x2)

📍 Espace Préparation & Biochimie



Description

Les agitateurs magnétiques chauffants HS 7 permettent l'homogénéisation et le maintien en température de solutions biologiques ou chimiques grâce à un barreau magnétique tournant sous l'action d'un champ magnétique rotatif. Deux unités sont disponibles, offrant la possibilité de mener des préparations en parallèle à des températures différentes. Essentiels pour la dissolution de réactifs, la préparation de tampons et les réactions enzymatiques sous agitation continue.

Utilisations principales

- Homogénéisation de solutions et tampons
- Dissolution de réactifs chimiques et biologiques
- Maintien en température sous agitation continue
- Réactions enzymatiques ou chimiques nécessitant l'agitation

TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)	Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)
15 €	10 €
Délégation de tâches à nos experts : 50 €/heure Tarif semaine et mensuel sur demande	