

Microscope (Panthera Cloud 8MP)

Panthera Cloud 8MP

📍 Espace Culture Cellulaire



Description

Le microscope Panthera Cloud est un microscope photonique haute résolution équipé d'une caméra intégrée de 8 mégapixels permettant la capture d'images directement depuis l'appareil. Il est fourni avec des objectifs plan UC x 4, x 10, x 40 et x 100 (à immersion), couvrant un large spectre d'applications en biologie cellulaire. Il permet l'observation de cellules, micro-organismes et préparations histologiques avec une grande netteté.

Utilisations principales

- Observation de cultures cellulaires
- Comptage et morphologie cellulaire
- Contrôle de contamination microbologique
- Imagerie et documentation photographique

TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

55 €

30 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande