

Thermocycleur PCR

GeneExplorer 96 – GE-96G

📍 Espace Biologie Cellulaire & Moléculaire



Description

Le thermocycleur GeneExplorer 96 est un appareil de PCR à gradient à écran tactile offrant 96 puits (format 0,2 mL). Il permet l'amplification d'ADN et d'ARN avec une grande précision de température et un gradient permettant d'optimiser rapidement les conditions d'amplification. Associé à la hotte PCR UV, il garantit des résultats fiables et reproductibles pour l'ensemble de vos analyses génétiques.

Utilisations principales

- Amplification d'ADN par PCR
- RT-PCR et analyse d'expression génique
- Optimisation des conditions d'amplification (gradient)
- Génotypage et diagnostic moléculaire

TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)

60 €

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

30 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande